

ДЕНТИС

Цемент стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) рентгеноконтрастный химического отверждения

ТУ 9391-011-40151387-2015 (взамен ТУ 9391-011-40151387-2001)

Регистрационный номер: № ФСР 2010/08563 от 28 октября 2015 г.

Торговое название: «ДЕНТИС» и «ДЕНТИС АРТ».

Состав: двуокись кремния, глинозем, алюминий фтористый, стронций углекислый, метафосфат алюминия, борная кислота, кислота полиакриловая, кислота винная, кислота ортофосфорная, пигменты железоокисные.

СВОЙСТВА

Цемент стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) рентгеноконтрастный химического отверждения "ДЕНТИС" (далее цемент) выпускается трех цветов по шкале расцветки зуба Vita: А3, В2, С4.

Цемент выпускается в двух исполнениях «ДЕНТИС» и «ДЕНТИС АРТ».

Цемент представляет собой порошок, состоящий из рентгеноконтрастного фторосодержащего алюмосиликатного стекла и сухой полиакриловой кислоты, замешивается на дистиллированной воде с образованием быстротвердеющей массы. Чистое время твердения у «ДЕНТИС» не более 6 мин., у «ДЕНТИС АРТ» не более 5 мин., прочность при сжатии не менее 130 МПа. Материал обладает химической адгезией к тканям зуба и противокариесным эффектом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Цемент предназначен для:

- для пломбирования полостей III, V класса;
- как подкладка при пломбировании композитами и амальгамой;
- для пломбирования полостей I и II классов молочных зубов;
- для временного пломбирования;
- для АРТ технологии (только «ДЕНТИС АРТ»).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Цемент обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба. Но при пломбировании глубоких полостей не рекомендуется закрывать прокладкой поверхность дентина, находящегося в непосредственной близости к пульпе. Для этого участка дентина рекомендуется использовать прокладку на основе гидроксида кальция. Остальную поверхность дентина необходимо оставлять открытой для обеспечения химической связи с материалом.

Перед началом работы заполните капленицу дистиллированной водой, а флакон с порошком несколько раз встряхните. Порошок дозируется мерной ложкой, заполняя ее вровень с краями. Избыток порошка удаляется шпателем. Материал замешивается на специальном блокноте или на стекле при температуре +23 °С.

Цемент можно применять в двух консистенциях:

1. Жидкая консистенция – для нанесения изолирующей прокладки: 1 ложка порошка 0,08 г + 1 капля дистиллированной воды 0,02 г.

Порция порошка в один прием примешивается к порции воды, смесь тщательно растирается плоским шпателем до образования однородной массы.

Порошок должен быть полностью перемешан с водой за 15 секунд. Рабочее время материала жидкой консистенции – около 2 минут, время твердения 4-6 минут.

2. Густая консистенция – для пломбирования: 2 ложки порошка 0,16 г + 1 капля дистиллированной воды 0,02 г.

Половина порции порошка примешивается к полной порции воды, затем добавляется оставшаяся часть порошка, и смесь тщательно растирается до получения однородной массы.

Время замешивания 30 секунд. Рабочее время материала густой консистенции около 1 минуты 50 секунд. Время твердения 3-6 минут.

Внесение материала в полость.

Подготовьте полость по общепринятой методике. Стенки полости должны быть чистыми и сухими. Обработайте полость жидкостью-кондиционером в течение 15-20 сек., тщательно промойте водой и высушите, не пересушивая. Жидкость-кондиционер вносите в полость кисточкой или ватным шариком.

Внимание! Во время заполнения полости и твердения материал не должен контактировать с водой или кровью.

Для формирования изолирующей прокладки состав жидкой консистенции наносите на поверхность дентина гладилкой с маленьким шариком на конце. Через 6 минут после внесения в полость материал жидкой консистенции становится устойчивым

к воздействию влаги и кислот, что дает возможность приступить к проведению работы по технологии пломбирования композитом.

Замешенный материал густой консистенции вносите в полость с усилием, используя соответствующую матрицу.

Матрицу держать около 6 минут. После удаления матрицы удалите излишки материала бором и завершите обработку пломбы диском или полосками, не применяйте воду. Окончательную обработку и полировку желательно проводить через 24 часа, но, если обработка и полировка проводятся через 7 минут после пломбирования, смажьте инструмент вазелином и не применяйте воду.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Варианты исполнения в зависимости от комплектации:

1. Цемент стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) рентгеноконтрастный химического отверждения «ДЕНТИС»:

- флакон с порошком цемента цветов*: А3, В2, С4 – не более 3 шт.
- флакон с жидкостью-кондиционером – 1 шт.
- флакон для дистиллированной воды с наконечником-капельницей – 1 шт.

Принадлежности:

- мерная ложка для порошка – 1 шт.
- блокнот для замешивания (набор из 50 ламинированных листов) – 1 шт.

Инструкция по применению.

2. Цемент стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) рентгеноконтрастный химического отверждения «ДЕНТИС АРТ»:

- флакон с порошком цемента цветов*: А3, В2, С4 – не более 3 шт.
- флакон с жидкостью-кондиционером – 1 шт.
- флакон для дистиллированной воды с наконечником-капельницей – 1 шт.

Принадлежности:

- мерная ложка для порошка – 1 шт.
- блокнот для замешивания (набор из 50 ламинированных листов) – 1 шт.

Инструкция по применению.

Примечание: * цвета по заявке потребителя.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Прямое перекрытие пульпы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Замешенный цемент в редких случаях может вызвать аллергическую реакцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте контакта замешенного цемента с кожей, слизистой оболочкой полости рта, глазами, а также одеждой. При попадании материала на эти поверхности необходимо немедленно промыть их водой, а в случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Не допускайте попадания неотвержденного материала вовнутрь.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Цемент в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующий вид транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

По окончании работы флакон с порошком необходимо плотно закрыть, беречь от влаги. Попадание влаги ухудшает свойства материала и может привести к его непригодности. Хранить в сухом помещении.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности материала при температуре от +5 до +25 °С – 2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам, должна проводиться путем сбора материала в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями.

Наименование и адрес предприятия-производителя / организация принимающая претензии:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»), 140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, улица Гаршина, дом 11.

Телефон / факс: +7(495) 514-93-46, телефон: +7(495) 514-93-47 / 48.

E-mail: info@stomadent.ru. www.stomadent.ru