



Инструкция по применению

Инструкция по применению

Материал для защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта светового отверждения «ЭласДам»
ТУ 32.50.11 – 035 – 40151387 - 2021

Торговое название: ЭласДам

Состав

Олигоуретанметакрилат, ОКМ-2, бутилированный гидрокситолуол, триметакрилаттриэтанолamina (ТМАТЭА), камфорохинон, полидиметилсилоксан, бариевоалюмоборосиликатное стекло, силан, аэросил, пигменты

Назначение

Материал «ЭласДам» предназначен для защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта:

- при проведении процедуры отбеливания зубов,
- для защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта от возможных воздействий материалов с высокой кислотностью или щелочностью при манипуляциях в полости рта.

Свойства

Материал «ЭласДам» - однородная паста текучей консистенции бирюзового цвета. Отверждается светом длиной волны 450 – 500 нм (голубой свет), расфасовывается в шприцы (контейнеры) черного цвета.

Паста «ЭласДам» - материал с высокой текучестью, поэтому легко наносится на мягкие ткани полости рта, а после отверждения имеет высокую эластичность, обеспечивая надежную и хорошо видимую защиту, легко удаляется после использования с помощью зонда.

Применение

Мягкие ткани и межзубные промежутки, подлежащие защите, тщательно промойте и просушите..

Пасту материала «ЭласДам» нанесите на десневой край, межзубные промежутки и зоны повышенной чувствительности (оголенные шейки зуба) слоем 1,0 – 2 мм и шириной 3 – 4мм, используя насадку на шприц.

Отвердите материал светом длиной волны 450 – 500 нм (голубой свет), последовательно перемещая световод с перекрытием области отверждения на 15%. Время отверждения каждой области 20 – 30 секунд.

Для удаления отвержденного материала аккуратно подденьте и удалите зондом.

Комплектность

1. Материал для защиты тканей зуба мягких тканей полости рта светового отверждения «ЭласДам» в шприце – 3шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.
3. Насадка к шприцу - 9шт.

Противопоказания

При соблюдении правил применения побочных действий и противопоказаний нет.

Возможные побочные действия

Материал «ЭласДам» содержит уретановые и метакриловые производные, которые могут вызвать у пациентов аллергическую реакцию.

Меры предосторожности

В случае возникновения аллергической реакции у пациента прекратить использование материала

Транспортирование

Материал «ЭласДам» может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевоза грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки – почтовой посылкой, автомашинами или контейнерами для соответствующего вида транспорта. Условия транспортирования – по группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150 в диапазонах температур + (5 – 25) °С.

Условия хранения

Материал «ЭласДам» в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться по ГОСТ 15150 в диапазонах температур + (5 – 24)°С, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей помещении.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие материала всем требованиям настоящей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности

Гарантийный срок хранения (срок годности) материала устанавливается: 3 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения в соответствии Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Номер партии соответствует дате производства материала и указывается на упаковке.

Условия применения

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных медицинских комплексах.

Утилизация

Материал «ЭласДам», упаковка и принадлежности, входящие в набор, не требуют специальных мер предосторожности при уничтожении.

Отходы относятся к классу опасности А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым бытовым отходам) СанПиН 2.1.7.2970-10.

Наименование и адрес предприятия-производителя/организация принимающая претензии

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Дентистри» (ООО «СТОМАДЕНТ»), 140070, Россия, Московская область, г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, этаж 3, офис 301.
Телефон/факс: +7(495) 514-93-47/48; 514-93-46. E-mail: info@stomadent.ru,
www.stomadent.ru