



## Инструкция по применению

### ТемпеЛайт Временный пломбировочный материал светового отверждения

ТУ 9391-019-40151387-2007

**Регистрационный номер:** № ФСР 2008/01616 от 06 июня 2016 г.

**Торговое название:** «ТемпеЛайт».

#### СОСТАВ:

*Олигоуретанметакрилат, бутилированный гидрокситолуол, камфорхинон, триметакрилат триэтанолламин, полиметилсилоксан, полиметилметакрилат, кабосил, фторид натрия.*

#### СВОЙСТВА

Материал пломбировочный временный светового отверждения «ТемпеЛайт» - полимерный материал с высокой эластичностью, что позволяет удалить временную пломбу без применения вращающихся инструментов. Отверждается светом длиной волны 450-500 нм.

Материал «ТемпеЛайт» представляет собой однородную пасту без сухих мест и посторонних примесей, глубина отверждения за 30 секунд не менее 5 мм, водопоглощение не более 50 мкг/мм<sup>3</sup>, водорастворимость не более 5,0 мкг/мм<sup>3</sup>, консистенция при +37°С 11-16 мм.

Материал «ТемпеЛайт Ф» содержит в своем составе диффузионно активный фторид, что обеспечивает материалу кариесрезистентность и снижает постоперационную чувствительность зубов.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Материал «ТемпеЛайт» предназначен для использования в терапевтической стоматологии:

- для временного пломбирования полостей зубов, особенно в случаях, когда стенки полости истончены;
- для временного пломбирования при восстановлении полости вкладкой, изготовленной непрямым методом;
- для временного пломбирования при отсроченном лечении до 3-х месяцев.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал «ТемпеЛайт» вносится в высушенную полость зуба одной порцией, не требует послойного внесения, отверждается светом длиной волны 450-550 нм. Время отверждения материала «ТемпеЛайт» зависит от толщины слоя материала для изготовления временной пломбы. Рекомендуемое время отверждения около 30 секунд. При закрытии глубоких полостей (более 5 мм) время отверждения необходимо увеличить до 40 секунд. Временная пломба не должна входить в окклюзионный контакт. Материал после отверждения обладает высокой эластичностью и герметично закрывает полость. Временная пломба из материала «ТемпеЛайт» удаляется из полости экскаватором или зондом без применения вращающихся инструментов.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки материала «ТемпеЛайт»:

- шприц с материалом «ТемпеЛайт» белого цвета - 1 шт.,
  - шприц с материалом «ТемпеЛайт» голубого цвета - 1 шт.
  - шприц с материалом «ТемпеЛайт Ф» - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал «ТемпеЛайт» содержит уретановые и метакрилатные производные и может вызвать раздражение и аллергическую реакцию. В таких случаях от применения материала необходимо отказаться.

#### ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные действия отсутствуют.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Материал может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями ГОСТ 17768-90 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки – почтовой посылкой, автомашинами или контейнерами для соответствующего вида транспорта. Условия транспортирования по группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69 в диапазонах температур +(5-25) °С.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал «ТемпеЛайт» выпускается в шприцах. Шприцы с материалом должны быть закрыты сразу после использования. «ТемпеЛайт» необходимо хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей помещении при температуре +(5-24) °С.

#### СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие материала «ТемпеЛайт» всем требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам, должна проводиться путем сбора материала в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями.

#### **Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии:**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»),  
140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, дом 11.

Телефон/факс: +7(495)514-93-47/48; 514-93-46.

E-mail: [info@stomadent.ru](mailto:info@stomadent.ru)

[www.stomadent.ru](http://www.stomadent.ru)