



## Инструкция по применению

### **ПРАЙМЕР-АДГЕЗИВ**

**для эмали и дентина  
светового отверждения**

ТУ 9391-032-40151387-2015  
ПУ № РЗН 2016/4769 от 16.09.2016

#### СОСТАВ

Композиция гидрофильных и гидрофобных метакриловых мономеров в органических растворителях.

#### СВОЙСТВА

«Праймер-Адгезив» - однородная прозрачная жидкость с характерным запахом.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

«Праймер-Адгезив» предназначен для создания адгезии композитного материала к дентину и эмали зуба при пломбировании композитными материалами светового отверждения.. Отверждается светом длиной волны 450÷500нм.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

##### **Подготовка полости.**

Отпрепарируйте полость согласно требованиям адгезивной техники. Промойте струей воды и высушите воздухом, не пересушивая. Не допускайте загрязнения подготовленной полости ротовой жидкостью, кровью. Для изоляции можно использовать ватные валики или коффердам.

##### **Травление эмали и дентина.**

Рекомендуется техника тотального травления с использованием геля для травления содержащего 34 – 37% ортофосфорной кислоты: эмаль протравите не менее 15 секунд, дентин от 5 до 15 секунд в зависимости от показаний, затем тщательно промойте водой. Протравленную поверхность просушите воздухом, не пересушивая дентин. Протравленную и высушенную поверхность необходимо защитить от загрязнения ротовой жидкостью, кровью, слюной. В случае загрязнения, травление необходимо повторить в течение 10 секунд.

##### **Нанесение «ПРАЙМЕР – АДГЕЗИВА»**

Внесите в подготовленную полость «Праймер-Адгезив» с помощью кисточки или аппликатора и равномерно распределите тонким слоем по поверхности дентина и эмали, втирая в течение 15 секунд, аккуратно раздуйте воздухом *до образования на поверхности блестящей неподвижной пленки* и отвердите в течение 20 секунд, используя источник света длиной волны 450÷500 нм. Для увеличения адгезии нанесите второй слой «Праймер-Адгезива» (в этом случае первый слой не отверждайте), раздуйте воздухом *до образования на поверхности блестящей неподвижной пленки*, отвердите в течение 20 секунд и сразу вносите композитный пломбировочный материал.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки праймер-адгезива должен соответствовать:

- флакон с праймер – адгезивом для эмали и дентина светового отверждения. – 1шт.
- шприц с гелем для обработки зуба – 1шт.

Принадлежности:

- микроапликаторы стоматологические – не более 50шт
- игла одноразовая для шприца с гелем – не более 30шт.
- инструкция по применению – 1шт.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

«Праймер-Адгезив» содержит композицию гидрофильных и гидрофобных мономеров в ацетоне (содержание ацетона не более 40%). Входящие в состав «Праймер-Адгезива» мономеры могут вызвать у пациентов аллергическую реакцию и раздражение слизистых оболочек.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае возникновения аллергической реакции у пациента прекратите использование «Праймер-Адгезива», избегайте вдыхать пары, держите вдали от источников огня. При попадании на кожу и слизистую немедленно промойте водой, при попадании в глаза - промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

«Праймер-Адгезив» в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р50444 и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующий вид транспорта. Условия транспортирования по ГОСТ 15150 при температуре + ( 5 - 24 )°С.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Флакон «Праймер-Адгезива» должен быть закрыт сразу после применения. Хранить «Праймер-Адгезив» необходимо при температуре +(5-24)°С в хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей помещении.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие «Праймер-Адгезива» всем требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности материала устанавливается 2 года со дня изготовления при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения

#### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

«Праймер-Адгезив» применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах

#### УТИЛИЗАЦИЯ

«Праймер-Адгезив», упаковка и принадлежности материала с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам должен утилизироваться путем сбора материала в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями. Класс опасности А (эпидемиологически безопасные отходы), по составу приближенные к твердым бытовым отходам (ТБО) СанПин 2.1.7.2970.

#### ПРОИЗВЕДЕНО:

**ООО "СТОМАДЕНТ"**  
140070, Московская обл., Люберецкий р-н,  
п. Томилино, ул. Гаршина, 11,  
Тел./факс: (495) 514-9346, тел.: (495) 514-9347, 48  
[www.stomadent.ru](http://www.stomadent.ru)