



Инструкция по применению

ФИССИЛ - С **материал-герметик для закрытия** **углублений и фиссур зубов** **светового отверждения**

ТУ 9391-004-40151387-98

ПУ № ФСП 2009/05063 от 22.06.2009

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметик светового отверждения «ФисСил-С» предназначен для изоляции фиссур. Рекомендуется как средство профилактики в детской стоматологии. Отверждается с помощью света длиной волны 450+500 нм.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Очистить всю окклюзионную поверхность профилактической пастой, не содержащей масла и фтора. Тщательно промыть водой. Рекомендуется использовать водно-воздушную струю.

2. Изолировать обрабатываемый участок, используя коффердам или ватные валики.

3. Высушить жевательную поверхность струей воздуха не менее 30 секунд. Ватным тампоном нанести жидкость для травления на окклюзионную поверхность обрабатываемого участка. Протравить не менее 60 секунд, затем тщательно промыть струей воды в течение 30 секунд и высушить воздухом.

Протравленная поверхность должна иметь меловой оттенок.

Протравленную и высушенную поверхность необходимо тщательно изолировать от попадания слюны.

Внимание!

В случае попадания слюны травление повторить в течение 10 секунд, после чего протравленную поверхность промыть водой и высушить. Хорошо высушенная после травления поверхность является условием качественной герметизации фиссуры.

4. Поместить 2 капли герметика в ячейку одноразовой кюветы.

Внимание! Следить, чтобы кювета с герметиком не попала под воздействие прямых солнечных лучей, т.к. это может привести к полимеризации герметика.

5. Нанести герметик на подготовленный участок поверхности кисточкой или аппликатором. Следите, чтобы герметик попадал во все углубления фиссуры.

6. Используя источник света длиной волны 450+500 нм, отвердить нанесенный герметик в течение 40 секунд, держа световод на расстоянии 1÷2 мм от обрабатываемой поверхности.

7. После отверждения герметика, необходимо протереть окклюзионную поверхность ватным тампоном. Качество герметизации обрабатываемой фиссуры проверьте зондом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Жидкость для травления содержит 35% раствор ортофосфорной кислоты. Следите, чтобы жидкость не попала на кожу, слизистую оболочку рта, в глаза, а также, на одежду. При попадании необходимо немедленно промыть водой. При попадании жидкости в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Комплект герметика светового отверждения «ФисСил-С» хранить при температуре не выше +4 °С в течение 2-х лет в защищенном от света помещении в упаковке завода-изготовителя. Перед использованием материал необходимо выдержать при температуре около +23 °С в течение 30 минут.

ПРОИЗВЕДЕНО:

ООО "СТОМАДЕНТ"
140070, Московская обл.,
п. Томилино, ул. Гаршина, 11,
тел./факс: (495) 514-9346,
тел.: (495) 514-9313, (495) 514-9347,48
www.stomadent.ru